

Контрольный листок износа хирургических инструментов

NUVO™ ConicalFIT™

ИЗОБРАЖЕНИЕ	АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
	CD0324020	Игловидное сверло	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324021	Коническое сверло с ограничителем 2.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324002	Коническое сверло 2.0 (короткое)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324003	Коническое сверло 2.0 (длинное)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324022	Коническое сверло с ограничителем 3.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324032	Коническое сверло 3.5 (короткое)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324033	Коническое сверло 3.5 (длинное)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324026	Коническое сверло с ограничителем 3.5+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324023	Коническое сверло с ограничителем 3.75	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324034	Коническое сверло 3.75 (короткое)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324035	Коническое сверло 3.75 (длинное)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324027	Коническое сверло с ограничителем 3.75+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324030	Коническое сверло с ограничителем 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324040	Коническое сверло 4.0 (короткое)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324041	Коническое сверло 4.0 (длинное)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324031	Коническое сверло с ограничителем 4.0+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324024	Коническое сверло с ограничителем 4.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324036	Коническое сверло 4.3 (короткое)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324037	Коническое сверло 4.3 (длинное)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324028	Коническое сверло с ограничителем 4.3+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324025	Коническое сверло с ограничителем 5.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324038	Коническое сверло 5.0 (короткое)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324039	Коническое сверло 5.0 (длинное)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0324029	Коническое сверло с ограничителем 5.0+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0326011	Кортикальное сверло 3.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0326012	Кортикальное сверло 3.75	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0326015	Кортикальное сверло 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0326013	Кортикальное сверло 4.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0326014	Кортикальное сверло 5.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0327006	Сверло NP профильное с направляющей	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	CD0327007	Сверло SP профильное с направляющей	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Сверла NUVO™ рекомендуется использовать до 30 раз при соблюдении условий эксплуатации, указанных производителем.

Независимо от того, сколько раз использовался инструмент, специалист должен оценивать его состояние после каждого использования.

Для получения дополнительной информации см. инструкции по применению каждого изделия, доступные по адресу ifu.nuvoimplants.com.